

Högre upp i säng med Spiler+



Spiler+ är det förflyttningsslakan som du använder tillsammans med spilerdug när det är fördelaktigt att låta taklyften göra jobbet.

Brukaren ligger på Spiler+ och spilerdug placeras under Spiler+

I denna vägledning kan du se exempel på hur du utnyttjar Spiler+ till att flytta en brukare högre upp i säng

Utöver denna kan du se följande vägledningar på vår hemsida:

- Förflyttning med Spiler+, -Vändning i säng med Spiler+ -Placera spilerdug och
- Att ta bort spilerdug.

Brehms Spilerdug ApS

Tlf.:+45 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.se

Högre upp i säng med Spiler+ long, passiv brukare



Brukaren ligger på Spiler+ long med spilerdug under, i hela kroppens längd.

Höj fotendan på sängen



Fäst Spiler+ på taklyften på båda sidor i höjd med örat

För att ge ytterligare stöttning av brukarens huvud: koppla 2 krokar på taklyften på båda sidor i höjd med öra och axel (ej på bild).



Kör upp lyften tillräckligt för att huvudet kommer fri från underlaget och trycket under axlarna blir mindre.



Dra brukaren längre upp i sängen. .

Kom ihåg att alltid förflytta i ett lugnt och jämnt tempo.

Om det finns utrymme vid gaveln: ställ dig där och dra i krokarna på Spiler+ lakanet.



Eller:

Ta bort gaveln i fotendan för att skjuta brukaren uppåt vid att skjuta lätt på fötterna.



Eller:

Ställ dig vid sidan av sängen, ta tag i 2 krokarna i höjd med höften och dra mot dig själv.

Därefter korrigerar du det asymmetriska draget vid att skjuta brukaren till mitten av sängen.



Högre upp i säng med Spiler+ short, delvis passiv brukare



Brukaren ligger på Spiler+ short med spilerdug under så det täcker huvud och överkropp.

Brukarens ben är böjda och fötterna är placerad utanför Spiler+.



Placera antihalk under brukarens fötter.

Se ev. vägledningen eller videon "Tunga ben".



Placera ett extra stycke spilerdug under baken.



Fäst Spiler+ i taklyften på båda sidor i höjd med örat.

För att ge extra stöd till huvudet: Koppla på 2 krokar på varje sida i höjd med öra och axel (ej på bild).



Höj föränden på sängen.

Kör upp liyften tillräckligt för att huvudet är fri från underlaget och trycket minskas under axlarna.



Bed brukaren om att skjuta ifrån med fötterna och hjälp till efter behov t.ex. genom att guida/skjuta på underben och höft.

Brukaren glider nu enkelt högre upp i sängen.

Högre upp i säng med Spiler+ short, passiv brukare



Brukaren ligger på Spiler+ short med spilerdug under, från huvudgavel till och med baken.

Placera ett extra stycke spilerdug under ben och hälar.



Höj upp fotänden på sängen.



Fäst kroken på Spiler+ i taklyften på varja sida i höjd med örat.

För extra stöd av huvudet: Koppla 2 krokar på vaje sida i taklyften i höjd med öra och axel (ej på bild).



Kör upp lyften tillräckligt för att huvudet är fri från underlaget och trycket minskar under axlarna.



Dra brukaren högre upp i sängen .

Kom ihåg att alltid förflytta i ett lugnt och jämnt tempo

Om det finns utrymme vid gaveln: ställ dig där och dra i krokarna på Spiler+.



Eller:

Ta bort gaveln i fotänden och skjuta lätt uppåt på brukarens fötter.



Eller:

Ställ dig vid sidan av sängen, ta tag i 2 krokar i höjd med höften och dra mot dig själv.



Korrigera efteråt för det asymmetriska draget vid att skjuta på brukaren till mitten av sängen.

Vägledande storlekar på spilerdug:

175-200x100 cm vigt eller 2 stycken 130x100 cm under kroppen och ev.

100x100 cm vigt eller 2 stycken 65-100x100 cm under vader och hälar.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"Högre upp i säng med Spiler+ (Rev001)

