

Placere och ta bort spilerdug under Spiler+



Fäst **Spiler+ Short** på lyftbygeln.

Vik spilerdugen i stora veck.



Kör upp lyften litet så att du skapar utrymme.

Personen skal bara lutas litet åt sidan.

Placera spilerdug halvt in under kroppen, som du brukar.

Här används ett vikt stycke under kroppen.

Brehms Spilerdug ApS

Tlf.: +45 57648351 – E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.se



Sänk lyftbygeln och lossa Spiler+.



Fäst Spiler+ på lyftbygeln på motsatt sida och kör upp lyften så att personen lutar åt sidan.

Vik ut spilerdugen.

Nu kan du använda lyften för att dra personen åt sidan, vända eller flytta högre upp i säng.



Om du använder **Spiler+ Long**

Här används ett vikt stycke under kroppen och ett under vader/fötter.

Ytterligare information om att placera spilerdug, se Att Placera spilerdug (vägledningar eller videor) på www.spilerdug.se

Ta bort spilerdug



När förflyttningarna är genomförda tas spilerdugen bort.

Fäst Spiler+ lyftgalgen och kör upp litet så att personen lättar.

Glid in spilerdugen halvt under kroppen.



Sänk lyftgalgen och montera bort Spiler+.



Ytterligare information om att ta bort spilerdug, se Att ta bort spilerdug (vägledning eller videor) på www.spilerdug.se.

Ta bort spilerdugen från motsatt sida.

Information och råd



Spiler+ Short

Varunummer/HMI: 101928

145 cm bred cm. X 140 cm lång.

Vägledande storlek på spilerdug:

200x100 cm, vikt, eller 2 stycken à 130x100 cm.



Spiler+ Long

Varunummer/HMI: 101927

145 cm. bred X 240 cm lång.

Vägledande storlek på spilerdug:

200x100 cm, vikt, eller 2 stycken à 130x100 cm under kroppen och

100x 100 cm, vikt, eller 2 stycken à 65-100x100 cm under vader och hälar

2 bitar 100x200 cm ovanpå varandra

Fakta

Kan tvättas i 80 grader och torktumlas i låg temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester och 20 % bomull (lakan), 100% polyester (grepp)

Används med spilerdug under.



Spiler+ er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

