

Komfortsele/Sit-on sele -placering in från sidan



I den här vägledningen visar vi, hur vi placerar en komfort/sit-on sele in från sidan mellan 2 stycken Spilerdug.

På våran hemsida www.spilerdug.se finner du flera videor och vägledningar om, hur du kan placera lyftsele i säng och rullstol.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.se



Placera 2 stycken Spilerdug 150x100 ovanpå varandra, var översta kanten fluktar huvudgaveln.



OBS: Huvudändan av selen ska vände mod huvudgavlen, när du står mot sängen.

Vik selen på mitten med inder- sidan utåt.



Vik upp stropparna på den si- dan som är längst bort ifrån dig (den sidan ska vändas nedåt mot madrassen).



Fäst selen mellan de 2 lagren
Spilerdug.



Placera om möjligt personen,
så du skapar plats: Vänd
huvudet till motsatt sida—
armen över kroppen.

Glid med flat hand och i etap-
per selen in imellem de 2 lag-
ren Spilerdug. Här först vid
skuldran.



Därefter vid höften.



Glid selen in till mitten längs hela kroppen.

Var observant på att stropparna kommer med, så de kan finnas ifrån den modsatta sidan.



Kolla upp om ev. stropp mellan benen sitter där den ska.



Hitta stroppen ifrån motsatt sida och dra vågrätt så selen viks ut.

Först som här under låren.



Därefter vid skuldran.



Selen rätas ut i mitten.



Justera selens huvudända.



Korrigerar selen igen från motsatt sida, så du är säker på att selen är plan.



Se så att selen är centrerad genom att hålla i övre stropparna. De ska vara lika långa.



Gör det samma med benstroparna.



Vik det översta lagret Spilerdug nedåt och glid hörnet in under kudden.

Hörnet ska kunna finnas från



Glid in Spilerdugen— fortfarande vikt nedåt—längs med hela kroppen.



Vik det nedersta lagret Spilerdug nedåt och dra det väck från låren.



Finn hörnet ifrån modsatt sida i den ände som du lättast kan komma åt—här vid knävecket.



Dra ut Spilerdugen vågrätt och diagonalt.

Dra också nedersta lagret Spilerdug från låren ifrån den här sidan.



Ställ in sängen i sittposition.

Nu är personen redo för att förflyttas med lyft.



Spilerdug är CE-märkt i överensstämmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC och lever upp till standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. utgåva.

"Komfort/Sit-on sejl—placering in från sidan" (rev 001)

