



## Bruksanvisning för spilerdug

I enlighet med Medicinska förordning MDR  
2017/745





Denna vägledning gäller för alla typer av spilerdug från Brehms Spilerdug.

## **Inledning**

Spilerdug är en friktionssänkande metervara som kan klippas till i önskad storlek. Den finns i 3 olika nivåer av flexibilitet: **Standard**, **mellan** och **mjuk**.

Spilerdug används alltid för att minska friktion och därmed antingen underlätta för brukaren att själv kunna förflytta sig eller för att avlasta omvårdnadspersonal i förflytningsarbetet.

Spilerdug placeras under kroppens tyngdpunkter, antingen under ett draglakan eller direkt mellan brukaren och underlaget.

Placering direkt under brukaren väljs ofta för att utnyttja brukarens egna resurser, medan placering under ett Spiler+ eller draglakan är att föredra om en eller flera hjälpare utför arbetet.

Spilerdug är testat och godkänt i enlighet med det medicinska direktivet bland annat med tanke på allergiska reaktioner.

## **Säkerhet**

Spilerdug är ett mycket friktionsänkande material som måste användas klokt. Spilerdug är ett hjälpmedel som rekommenderas att tas bort efter användning. Om du vill lämna en spilerdug under en person rekommenderar vi att du gör en bedömning i förhållande till personens komfort och säkerhet lokalt i varje enskilt fall.

I samband med förflyttning i/ur säng eller längre tillbaka i stol, rekommenderas att placera spilerdug med minimum 10 cm/en handsbredd avstånd till madrass/stolskant.

Omvårdnadspersonalen skall vara instruerade i att använda spilerdug för att säkerställa att den används rätt och att det inte uppstår oförutsedda händelser.

Det rekommenderas att arbetet sker lugnt eftersom det då är mycket lättare att justera personalens insats i förhållande till spilerdugens nedsättning av friktion.

Spilerdug får aldrig användas i närheten av öppen eld, tända cigaretter eller liknande.

Spilerdug får inte lämnas obevakat på golvet eller sittytor när den inte används för förflyttning.

## Spilerdugstyper

Spilerdug **Standard**, **mellan** och **mjuk**.

Spilerdugen finns i 3 olika varianter: **Standard**, **mellan** och **mjuk**, som är ett uttryck för materialets elasticitet när man drar det diagonalt.

**Spilerdug standard - blå:** Den mest stabila spilerdug. Rekommenderas till tunga brukare då den inte ger efter. Den är enklare att ta bort och enklare att dra ned bakom en tung brukare som ligger på rygg. Den avger ljud under användning och den ska därför alltid placeras under brukares kudde. Kan placeras direkt under brukaren eller under ett Spiler+/draglakan.

**Spilerdug mellan – grön:** Har lite elasticitet och har därför det bredaste användningsområdet. Rekommenderas till alla förflyttningar. Kan placeras direkt under brukaren eller under ett Spiler+/draglakan.

**Spilerdug mjuk – röd:** Är mycket elastisk. Rekommenderas till på- och avklädning av kläder, stödstrumpor mm då den upplevs mjuk mot huden också när man drar. Denna spilerdug är ljudlös vid användning och därför kan den särskilt rekommenderas till förflyttning av t.ex. dementa, hjärnskadade eller andra brukare som har behov av lugn och ro. Den mjuke spilerdug är bäst att klippa med en vass skraddarsax eller zigzag sax, eftersom den kan tråda sig.

## Tillklippning eller Pre cut

Man klipper spilerdugen i den storlek som behövs till den enskilde brukaren eller använd en pre-cut bit. Efter användning rekommenderas at spilerdugen placeras på ett förutbestämt ställe (till exempel under madrassen) så att personalen vet var den ligger.

## **Använd dubbelt lager spilerdug**

Glideffekten är mycket bättre vid användning av dubbelt lager i stället för enkelt lager. Dessutom gör det dubbla lagret spilerdug att det är enklare att ta bort igen utan att man drar i brukaren. Det är ingen påverkning av friktion och/eller skjuvningseffekt under brukarens tyngdpunkter. Det översta lagret spilerdug följer brukaren och det undre lagret följer underlagret.

## **Generell vägledning vid förflyttning**

Oavsett typ av förflyttning gäller samma principer för att underlätta arbetet.

- 1. Ge utrymme för att placera spilerdugen**
- 2. Ge tyngd och förflytta**
- 3. Ta bort spilerdugen**

### **1. Ge utrymme för att placera spilerdugen.**

Spilerdugen placeras alltid där brukaren ”hänger fast” (tyngdpunkten) och i den riktning som brukaren ska förflytta sig eller ska förflyttas.

- För att skapa utrymme till att placera spilerdug kan brukarens kropp vippas/roteras bort från placeringsområdet/tyngdpunkterna. Tänk på att alltid nyttja brukarens egna resurser och naturligt rörelsemönster.
- Först fäster man spilerdug mellan kropp och underlag (ett par cm) för att spilerdugen inte ska glida undan.
- Därefter förar hjälparen in sina händer i vecket av dubbellagret för att placera spilerdugen längre in under brukaren.

### **2. Ge tyngd och förflytta.**

För att utnyttja spilerdugens effekt på bästa tänkbara sätt, förflyttas/förflyttar brukaren sin tyngd på spilerdugen och i den riktning som spilerdugen är placerad.

### **3. Ta bort spilerdugen.**

När man tar bort spilerdugen undviker man friktion, skjuv och värmeutveckling.

- Dra diagonalt i hörnen/sidan i det nedersta lagret (det lager som är längst bort från kroppen)
- Om man kan ta tag i ett veck/vikning på spilerdugen och dra denna mellan de två lagren underlättas arbetet ytterligare.

## **Hållbarhet**

Översidan på friktionssänkande hjälpmedel slits av både användning och tvätt. Var därför uppmärksam på att spilerdugen ger tillräcklig avlastning i förflyttningsarbetet eller om den behöver bytas ut.

## **Rekommendation vid användning.**

Spilerdug är ett hjälpmedel som inte ska återanvändas och den ska följa en specifik person.

När spilerdugen är sliten eller brukaren inte ska använda den längre ska den kasseras.

## **Tvättanvisning**

Eftersom det inte finns sömmar/hål i spilerdug kan den enkelt torkas av med tvål eller desinficerande produkter (Ethanol, sprit, chlor). Spilerdug har testats med ett antal produkter på marknaden, inklusive wetwipe Universal, wetwipe Etanol och tvål och wetwipe Klor.

I den period som spilerdugen används av en och samma brukare kan den handtvättas eller tvättas i tvättpåse i maskin på skonprogram utan hård centrifugering och utan sköljmedel. Om en arbetsplats återanvänder spilerdugen är det bra att ha en policy för både hygien och för hur många gånger den kan återanvändas med tanke på slitage.

## **Statisk elektricitet**

Låg luftfuktighet kan göra att spilerdugen laddar statisk elektricitet när den används i samband med syntetiska skosulor eller täcken. Var uppmärksam på anledningen till statisk elektricitet.

## **Vägledningar och videos**

På vår hemsida kan man ladda ner vägledningar och videos om spilerdug och användningsområden vid förflyttningar och på-/avklädning.

## **Allvarliga händelser**

Om en allvarlig händelse inträffar i samband med produkten, rapporteras det till producent och behörig myndighet i det land där användaren och /eller hjälparen är etablerad. För att spåra den specifika produkten anges produktens lot-nummer och produktionsdatum genom att avläsa etiketten eller skanna QR-koden.

## **Kontakt angående spilerdug och användning av spilerdug**

Brehms Spilerdug Aps

Metalvej 13

4180 Sorö

Danmark

Telnr. +45 57648351

E-mail: [info@spilerdug.dk](mailto:info@spilerdug.dk)

Webb: [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk) eller [www.spilerdug.se](http://www.spilerdug.se)



Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinska förordning MDR 2017/745 och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.



Copyright: Denne rapport må kun kopieres i sin helhed med skriftlig accept af Brehms Spilerdug eller Henrik Møller /Micro-PC