

Ta bort sele med Spilerdug i rullstol



Personer som har behov av att förflyttas med lyft har oftast inte resurser till att luta sig framåt eller lyfta benen, när selen skall avlägsnas.

I denna vägedning ger vi exempel på, hur du kan använda Spilerdug för att underlätta arbetet och samtidigt se till att du inte drar i personens hud eller kläder.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.se



Använd ett stycke Spilerdug som täcker personens rygg, när du har vikt det en gång på tvären.



Börja vid vikningen och vik Spilerdugen i plissé-/dragspelsvikningar till styckets mitt .

Alternativt : Du kan göra en enkel vikning, som du placerar din hand i, när du glider ner Spilerdugen bakom ryggen på personen.



Låt personen rotera överkroppen så att det skapas plats bakom ryggen i ena sidan. Låt ev. en kollega hjälpa till med rotationen.

Fäst nu vikningarna mellan selen och personens rygg, så att Spilerdugens öppning ligger uppåt.



Placera handen i plisséen/vikningen och glid ner Spilerdugen längs ena sidan på personens rygg.

Gör samma sak på motsatt sida

Upprepa om det behövs tills Spilerdugen når ända ner till stolens säte.



Vik bendelen neråt

Fatta tag i benstroppen från motsatt sida

Dra bort bendelen så vågdrätt som möjligt så att den försvinner under låret utan friktion.



Ta bort bendelarna helt så att de hänger löst längs rullstolssidorna.



Avlägsna selen genom att dra diagonalt.

Byt sida om det går trögt

Tipps: Om du vill sänka friktionen ytterligare, kan du även placera Spilerdug mellan rullstolsryggen och selen.



Du kan även använda taklyften.

Placera alla 4 ögglor i krokarna på lyftoket.

Aktivera taklyften.

Selen glider av utan kraftansträngning och utan drag i personens kläder eller hud.



Avlägsna Spilerdugen genom att dra i det lagret som är närmast stolens rygg.

Dra diagonalt och byt sida om det går trögt.

På vår hemsida hittar du video om ämnet och även vägledning och video om



Spilerdug är CE-märkt enligt Medicinskt Direktiv 93/42/EC och uppfyller standard DS/EN 12182 2002-07-08
4:upplagan

Ta bort lyftsele med Spilerdug i rullstol (Upplaga 002).

