



Spiler+

Forflytningslagen



Med Spiler+ kan du... [öppna och se](#)



Flytta högre upp i sängen

Utföra vändningar i sängen



Placera lyftsele i sängen

Ge stöd i sidliggande vid nedre
hygien i sängen

....och mera ändå



Information och vägledande rekommendationer



Spiler+ Short

Varunummer/HMI: 101928

145 cm bred X 140 cm lång.

Vägledande storlek på spilerdug:

2 stycken 100 cm x 150 cm, *eller*

200 cm x 100 cm, vikt.



Spiler+ Long

Varunummer/HMI: 101927

145 cm bred X 240 cm lång.

- *kan eventuellt erstatta lakanet.*

Vägledande storlek på spilerdug:

2 stycken 100 cm x 200 cm *eller*

2 stycken 100 cm x 150 cm plus
130 x 100 cm vikt under ben och
häl *eller*

200 cm x 100 cm vikt plus 130 x
100 cm vikt under ben och häl.

Fakta:

Kan tvättas i 80 grader och torktumlas i vald temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester og 20 % bomull (lakanet), 100% polyester (grepp)

Används med spilerdug under.

För instruktion/rekommendationer, se konkreta vägledningar och videor

www.spilerdug.se

Kontakt oss för närmare upplysningar eller
för att avtala besök



Venita Quist
Leg. Arbetsterapeut
Sydsverige

Direkt: +45 31 49 69 62
E-mail: venita@spilerdug.dk



Helle Buggeskov
Arbetsterapeut
Region Sjælland & Sverige

Direkt: + 45 41 80 83 52
E-mail: helle@spilerdug.dk



Videoer



www.spilerdug.se

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.se



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det medicinske direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.