

# Slipp - så let som fod i hose

Brug Slipp her og undgå, at muffen hænger fast i lagen eller Spilerdug, når personen ikke kan løfte benet.

Du får Slipp med, når du køber Doff N' Donner hos Brehms Spilerdug



Her er hvad du skal bruge



Spilerdug under hæl



Underste lag til knæhase



Hæl på markering



Øverste lag til Slipp-kant



Muffe med strømpe glides på



Slipp følger med når den ru handske har kontakt til Slipp



Glid Slipp retur - muffen følger med

Se vejledning og videoer på [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk)

eller scan QR-koden for at se video



Strømpe på



Strømpe af

Hæl



Spilerdug  
Forflytningsteknik



Spilerdug  
Forflytningsteknik



Spilerdug  
Forflytningsteknik